

DA 1505/1

MATÉRIEL D'APPLICATION FBR70/A

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE COMPACTE ROTOMOULÉE

Technologie de dégraissage sans solvant et sans rejet



FABRICATION
FRANÇAISE

De conception innovante, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE COMPACTE ROTOMOULÉE** (L 795 x l 600 x H 975 (mm)) nettoie vos pièces jusqu'à 80 Kg sans utilisation de solvants, tout en respectant l'opérateur et l'environnement.

En plus du dégraissage par aspersion ou au pinceau, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE** permet d'effectuer du trempage de pièces (travail en temps masqué).

Fonctionne en synergie avec nos produits :

- **DÉGRÉCO** : nettoyant liquide biodégradable à fort pouvoir dégraissant en phase aqueuse. Contient des tensio actifs spécifiques synergisés.
- **BACTER FONTAINE** : pastille ultra-concentrée en bactéries, permet la dégradation des huiles et graisses. Contient 150 milliards de micro-organismes.


Naturellement sans danger !

NOUVEAU

AVANTAGES

- Fonctionne sur le principe de la régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.
- Modèle compact, design ergonomique.
- Boîtier de contrôle avec processeur.
- Santé des opérateurs.
- Performance de nettoyage et maîtrise du budget.
- Démarche environnementale s'intégrant dans un système qualité.
- Nouvelle conception de kit changeable en 1 min. pour un S.A.V. rapide et fiable.
- Mode de fonctionnement "Éco" maintenant la température du bain à 30°C. Permet une économie de 25 % avec 12h de mode "Éco" sur 24h.
- Mode de fonctionnement "Boost" régulant la température à 43°C. Permet d'obtenir +50 % de pouvoir dégraissant.

PERFORMANCE DE NETTOYAGE



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10


Page 1

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

DIMENSIONS DE LA FONTAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids à vide	:	22 Kg
- Volume recommandé du réservoir	:	45 à 80 Litres
- Matière de la cuve	:	Polyéthylène moyenne densité (PEMD)
- Capacité de trempage	:	11 Litres / Taille utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 (mm)
- Débit de la pompe	:	1140 Litres/heure
- Puissance de chauffe	:	1050 Watts
- Alimentation électrique	:	230 Volts + Terre avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA
- Consommation électrique	:	160 W/h (en mode éco 12h/jour)
- Charge utile	:	80 Kg
- Température nominale d'utilisation	:	38°C
- Filtration	:	Filtre panier inox 700 microns / filtre chaussette 20 microns
- Déclenchement du niveau bas sans trempage	:	45 Litres dans la cuve
- Déclenchement du niveau bas avec trempage	:	56,5 Litres (45 Litres + 11 Litres dans le bac de trempage + 0,5 Litre de produit en circulation)
- Débit du porte-outil avec pinceau	:	4 Litres/min.

VUES 3D DE LA FONTAINE





La **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE COMPACTE ROTOMOULÉE** peut être livrée avec 60 Litres de **DÉGRÉCO**, soit 3x20 Litres (qui permettent à la fontaine de fonctionner) et 1 pastille de **BACTER FONTAINE** pour une mise en service simplifiée.

Cette nouvelle technologie de dégraissage permet de garantir aux utilisateurs : performance, sécurité, respect de l'environnement.

Garantie : 1 an pour toutes les pièces, à l'exception des pièces d'usure normale (pinceau, vannes, interrupteurs, filtres, flexibles, etc...).

MODE D'EMPLOI

- **Mise en place initiale** : Placer la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE** sur une surface plane. Remplir la cuve de **DÉGRÉCO** avec une pastille de **BACTER FONTAINE** et procéder au branchement.
- **Nettoyage** : placer les pièces à nettoyer au centre de la table. Laver les pièces pour enlever les salissures. Utiliser le pinceau pour décoller les éventuels dépôts adhérents ou utiliser le système de trempage. Sécher à l'aide d'une soufflette ou tout autre moyen de séchage pour éviter tout risque de corrosion.

Un **GUIDE DE L'UTILISATEUR** est livré avec chaque **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE COMPACTE ROTOMOULÉE**.

⚠ **Attention** : ne jamais débrancher la résistance et l'oxygénation car les bactéries ne pourraient alors plus se développer. Dans ce cas, il faudrait réinitialiser le processus en rajoutant 1 pastille de **BACTER FONTAINE**. Chaque semaine, vérifier le niveau du liquide et les filtres (procéder à leur nettoyage si nécessaire).

Minimum de déchets à retraiter.

Conditions optimales de confort et de sécurité : aucun classement hygiène et sécurité des produits utilisés.

Dégraissage efficace et économique des pièces.

Action biologique et naturelle SANS DANGER pour l'environnement et l'utilisateur.

Fini les problèmes de réglementation : pas de consigne de transport, de stockage, de manipulation, de rétention, d'aspiration des vapeurs, etc...